

Det kompletta programmet för  
klinik, mottagning och laboratorium





Säker tappning genom att venen fixeras

Punktionsvenen förblir ostasad

Snabb provtagning utan kvalitetskompromisser

Optimal venfyllning - förenklad punktion även med grova kanyler

Tillförsel av läkemedel vid liggande stas i blod som flyter obehindrat

Minskad vävnadsacidosis vid längre tids stasning



Kan även användas till normal venstasning.

Därför lämpligt i läkar - och akutmödror.

## Easy-stasband 904

Det högeffektiva stasbandet med unikt brett funktionsområde



Högkvalitativt metallås med modern design

Separat, findoserad tryckminskning

Hudvänlig, tålig bomullsväv

Latexfria och autoklaverbara



**Det gröna stasbandet 902**



## Grått stasband 901

Enkel användning tack vare beprövad teknik

Metallspänne av kvalitetsmetall för finjustering av avstastning

Hudvänlig, slitstark bomullsväv

Autoklaverbart



## 906 Magic + Zoo

Attraktiva djur- och trollkarlsmotiv

Priskränt modern design

Perfekt ergonomi

Separat, findoserad tryckminskning

Ingen risk för att huden kommer i kläm  
- inte heller vid tunna armar

Autoklaverbara och metallfria



Stoppa blödningar snabbt, riktat, doserat och under visuell kontroll

Lokal tryckökning genom kompressionsplatta

Justering av kompressionstrycket när som helst

Kompression vid traumatiska blödningar på huvud och extremiteter

”Klocka” för kontroll av kompressionstid

#### Användningsexempel

1 Lägg på sekundsnabbt som kompressionsförband. Trycket höjs genom att bandet dras åt, och sänks steglöst genom att man trycker på låset.

2 Idealiskt hjälpmedel för oblodig åderlätning vid lungödem för snabb kardiell avlastning.

3 Användning som kompressionsförband för att undvika hematoma efter angiografi.

4 Användning som kompressionsförband vid flebografi.

5 Fixering eller spjälkning av armar och ben vid konstaterad eller misstänkt fraktur.

6 Fixering av armar och ben mot bår för att säkra patienten under transport.

7 För akut stasning för att förebygga mjukdelshematoma vid sport- och arbetsplatsolyckor.

8 Stoppande av artärblödning i tinningområdet med hjälp av klämygel.



## Akutstasband 910 A

Professionellt hjälpmedel i räddningstjänst för kompression av traumatiska huvud- och extremitetsblödningar.

